



Cânula Dirigível de Morrison

Informações técnicas:

Indicada para injeção, aspiração e coleta de amostras por punção percutânea musculoesquelética.

A cânula consiste em um estilete interno, com empunhadura e alavanca, em aço inoxidável AISI 304. Sua cânula externa é fabricada em aço inoxidável. Capaz de fazer uma deflexão de até 10 mm de angulação, proporcionando uma maior dirigibilidade.

- Extremidade distal dirigível e identificada sob orientação de imagem;
- Curva em torno de estruturas sensíveis e áreas perigosas;
- Facilita a colocação precisa da cânula;
- Favorece grandes ajustes em torno de ossos, órgãos ou estruturas neurovasculares;
- Permite pequenos ajustes perto do alvo;
- Possibilita vários ajustes à medida que a cânula está avançando;
- Ponta em estilete que facilita a sua introdução e proporciona suavidade durante o seu avanço.





Cânula Dirigível de Morrison

Informações técnicas:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
13500	01 Cânula dirigível composta de cânula 21G x 170 mm de comprimento, com 40 mm de extremidade distal flexível. 01 Estilete com alavanca e empunhadura, com 0,68 mm de diâmetro, com 40 mm de extremidade distal flexível.

