



Cateter para Histerossalpingografia

Softinjector Rimos

Informações técnicas:

Indicado para infusão de contraste radiológico no colo uterino, com o objetivo de opacificar o útero e as trompas uterinas, avaliando, com isso, a arquitetura interna do trato reprodutivo feminino e fornecendo valiosas informações em relação a anormalidades tubárias e uterinas em pacientes com infertilidade primária ou secundária, abortos recorrentes ou monitorização de cirurgia tubária.

Fabricado em poliamida, radiopaco, graduado, ponta atraumática, com balão oval que garante uma posição correta do cateter, introdutor rígido com um posicionador móvel, válvula com torneira para insuflar o balão, conector luer lock na extremidade proximal para infusão de contraste e seringa para insuflação do balão.

- Possui o tamanho intermediário de 6Fr, sendo mais assertivo nas diferentes possibilidades de dimensões do colo do útero.





Cateter para Histerossalpingografia

Softinjector Rimos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
720250	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 7Fr. 01 Seringa de 2,5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.
720226	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 6Fr. 01 Seringa de 2,5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.
720240	01 Cateter de duplo lúmen para histerossalpingografia macio em Pebax 5Fr. 01 Seringa de 2,5ml para insuflação do balão, não sendo destinada para uso hipodérmico.

