


Clip Endoscópico

Hemoclip Medika

Informações técnicas:

Indicado para posicionamento de clipe endoscópico em tecidos do trato gastrointestinal, em casos diversos. Pode ser utilizado para marcar procedimentos radiológicos e cirúrgicos, realizar hemostasia em sangramentos de úlceras, pólipos menores que 1,5 cm de diâmetro, tratar divertículos no cólon, ocluir artérias menores que 2 mm, tratar deficiências de mucosa e submucosa menores que 3 cm, e como método suplementar no fechamento de perfurações do trato luminal gastrointestinal menor que 20 mm.

O hemoclip é composto por um tubo fabricado em aço inoxidável, com diâmetro de 2,5 mm, por 1600, 1800 e 2300 de comprimento, revestido em polietileno (PE). Sua extremidade distal possui um clipe com abertura de 11,13 e 16 mm x 1600, 1800, 2300, mm de comprimento. O clipe possibilita a abertura quantas vezes forem necessárias para um melhor posicionamento na lesão. Possui capacidade de rotação em 360°, facilita o manuseio do profissional e proporciona maior segurança no posicionamento do clipe.



Clip Endoscópico

Hemoclip Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO (mm) EXTERNO	COMPRIMENTO (mm)	ABERTURA DO CLIP (mm)	CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCOPIO (mm)
MHE1125160	2.5	1600	11	≥2.8
MHE1125180	2.5	1800	11	≥2.8
MHE1125230	2.5	2300	11	≥2.8
MHE1325160	2.5	1600	13	≥2.8
MHE1325180	2.5	1800	13	≥2.8
MHE1325230	2.5	2300	13	≥2.8
MHE1625160	2.5	1600	16	≥2.8
MHE1625180	2.5	1800	16	≥2.8
MHE1625230	2.5	2300	16	≥2.8

