

Cânula Endoscópica


para Injeção JiuHong Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de medicamentos injetáveis no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

O tubo interno é fabricado em polioximetileno, e o tubo externo da cânula em PTFE, o que reduz a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos tamanhos 1,8 mm e 2,3 mm de diâmetro por 1200, 1800, 2300 e 2600 mm de comprimento. A cânula possui uma bainha proximal fabricada em poliuretano, responsável pelo acionamento da agulha.

A extremidade distal da agulha é fabricada em aço inoxidável, nos tamanhos 20x5, 22x5, 23x5, 25x5 e 22x4" e possui um reservatório de proteção. Empunhadura de fácil manipulação, em ABS Lustran.



Cânula Endoscópica

para Injeção Jiuhong Medical

CÓDIGO	DIÂM. DA CÂNULA	COMP. DA CÂNULA	TAMANHO DA AGULHA	CANAL DE TRABALHO DE ENDOSCÓPIO
JHY-IN-18-120-2505-A	1.8 mm	1200 mm	25 X 5 mm	≥ 2.0
JHY-IN-18-120-2205-A	1.8 mm	1200 mm	22 X 5 mm	≥ 2.0
JHY-IN-18-180-2505-A	1.8 mm	1800 mm	25 X 5 mm	≥ 2.0
JHY-IN-18-180-2305-A	1.8 mm	1800 mm	23 X 5 mm	≥ 2.0
JHY-IN-18-180-2205-A	1.8 mm	1800 mm	22 X 5 mm	≥ 2.0
JHY-IN-18-260-2205-A	1.8 mm	2600 mm	22 X 5 mm	≥ 2.0
JHY-IN-23-180-2505-A	2.3 mm	1800 mm	25 X 5 mm	≥ 2.8
JHY-IN-23-180-2005-A	2.3 mm	1800 mm	20 X 5 mm	≥ 2.8
JHY-IN-23-180-2205-A	2.3 mm	1800 mm	22 X 5 mm	≥ 2.8
JHY-IN-23-230-2305-A	2.3 mm	2300 mm	23 x 5 mm	≥ 2.8
JHY-IN-23-230-2204-A	2.3 mm	2300 mm	22 x 4 mm	≥ 2.8
JHY-IN-23-230-2005-A	2.3 mm	2300 mm	20 x 5 mm	≥ 2.8
JHY-IN-23-230-2205-A	2.3 mm	2300 mm	22 x 5 mm	≥ 2.8
JHY-IN-23-260-2205-A	2.3 mm	2600 mm	22 x 5 mm	≥ 2.8

