

Dispositivo para Ligadura Elástica

por Endoscopia Medika

Informações técnicas:

Indicado para procedimentos de hemostasia de varizes esofágicas por via endoscópica, seja na junção gastroesofágica ou acima deste local, também para o laqueamento de hemorroidas internas.

A técnica consiste em ocluir as varizes com uma banda elástica, interrompendo assim o sangramento. O dispositivo é composto por uma manopla de acionamento e disparo, um tambor com bandas elásticas pré-carregadas em látex, um adaptador para irrigação, fio carregador com 159 cm e um cateter de inserção com 160 cm, equipado com alça distal e proximal.

Ligadura é de alta precisão e seu deslocamento é fácil, tornando a montagem simples. O design da manopla contribui para tornar o procedimento mais fácil, confortável e preciso. Além disso, a penúltima banda tem uma cor diferente para auxiliar na identificação do último disparo.

O disparo da ligadura é feito por dois pontos, aumentando assim a precisão da aplicação. Além disso, o dispositivo oferece uma variedade de bandas para atender às diferentes demandas de cada procedimento.



CÓDIGO	BANDA (QTD.)
BL18-4A	4
BL18-5A	5
BL18-6A	6
BL18-7A	7
BL18-8A	8
BL18-9A	9

