

Endoloop



Medika

Informações técnicas:

Indicado para a inserção de um anel de ligadura com o objetivo de prevenir ou controlar o sangramento após a remoção de um pólipó pediculado do trato digestivo, realizada por meio de procedimento endoscópico.

Cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2,5 mm de diâmetro externo por 165, 195 e 230 cm de comprimento, extremidade distal com um gancho de tração, que transporta o anel de ligadura.

Acompanha 01 ou 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida, com abertura de 15, 20, 30 e 40 mm de diâmetro externo.



ANÉIS DE LIGADURA



Endoloop

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
HE15-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE20-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE30-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.



Endoloop

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
HE30-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE40-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE15-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.



Endoloop

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
HE20-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE30-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE40-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.

