

Pinça Endoscópica

para Apreensão JiuHong Medical

Informações técnicas:

Indicada para a remoção de corpos estranhos no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, flexível e possui revestimento em PTFE, que reduz a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos tamanhos 2,3 mm de diâmetro externo por 1600, 1800 e 2300 mm de comprimento. A garra, localizada em sua extremidade distal, é fabricada em aço inoxidável, disponível em diversos modelos de apreensão, tais como dente de rato, jacaré, jacaré com dente de rato, pelicano, três pontas, quatro pontas e cinco pontas. A empunhadura é fabricada de ABS Lustran, fácil de manusear.

MODELO JACARÉ

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A1	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A1	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A1	2,3 mm	2300 mm

MODELO DENTE DE RATO

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A2	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A2	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A2	2,3 mm	2300 mm

MODELO JACARÉ COM DENTE DE RATO

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A3	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A3	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A3	2,3 mm	2300 mm

MODELO PELICANO

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A4	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A4	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A4	2,3 mm	2300 mm



MODELO JACARÉ



MODELO DENTE DE RATO



MODELO JACARÉ COM DENTE DE RATO




MODELO PELICANO




Pinça Endoscópica

para Apreensão JiuHong Medical



MODELO 3 PONTAS

MODELO 3 PONTAS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-B1	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-B1	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-B1	2,3 mm	2300 mm



MODELO 4 PONTAS

MODELO 4 PONTAS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-B2	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-B2	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-B2	2,3 mm	2300 mm



MODELO 5 PONTAS

MODELO 5 PONTAS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-B3	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-B3	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-B3	2,3 mm	2300 mm

