



# Pinça Endoscópica

para Biópsia JiuHong Medical

## Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostra dos tratos digestivo e respiratório, por meio do canal de trabalho de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, flexível e revestido em polietileno para reduzir a fricção no canal do endoscópio. Disponível nos diâmetros de 1,8 mm, para o canal de trabalho do endoscópio de 2,0 mm, e 2,3 mm, para o canal de trabalho do endoscópio com 2,8 mm, em comprimentos de 1050 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm e 2300 mm. Em sua extremidade distal, a pinça apresenta uma garra fabricada em aço inoxidável, disponível nos modelos com espícula para fixação em tecidos escorregadios ou sem espícula. A empunhadura é fabricada em ABS Lustran, fácil de manusear.

### MODELO SEM ESPÍCULA

| CÓDIGO            | DIÂMETRO DA PINÇA | COMPRIMENTO DA PINÇA |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| JHY-FB-23-160-O-P | 2,3 mm            | 1600 mm              |
| JHY-FB-23-180-O-P | 2,3 mm            | 1800 mm              |
| JHY-FB-23-200-O-P | 2,3 mm            | 2000 mm              |
| JHY-FB-23-230-O-P | 2,3 mm            | 2300 mm              |
| JHY-FB-18-105-O-P | 1,8 mm            | 1050 mm              |
| JHY-FB-18-160-O-P | 1,8 mm            | 1600 mm              |
| JHY-FB-18-230-O-P | 1,8 mm            | 2300 mm              |

### MODELO COM ESPÍCULA

| CÓDIGO            | DIÂMETRO DA PINÇA | COMPRIMENTO DA PINÇA |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| JHY-FB-23-160-W-P | 2,3 mm            | 1600 mm              |
| JHY-FB-23-180-W-P | 2,3 mm            | 1800 mm              |
| JHY-FB-23-200-W-P | 2,3 mm            | 2000 mm              |
| JHY-FB-23-230-W-P | 2,3 mm            | 2300 mm              |
| JHY-FB-18-105-W-P | 1,8 mm            | 1050 mm              |
| JHY-FB-18-160-W-P | 1,8 mm            | 1600 mm              |
| JHY-FB-18-230-W-P | 1,8 mm            | 2300 mm              |

