

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostras do trato digestivo por meio do canal de trabalho endoscópico.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, muito flexível e revestido em polietileno, que reduz a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos diâmetros 1,8, para canal de trabalho do endoscópio com 2,0 mm, e 2,3 mm, para canal de trabalho do endoscópio com 2,8 mm, por 50, 120, 160, 180 e 230 cm de comprimento. Em sua extremidade distal, a pinça apresenta uma garra fabricada em aço inoxidável, disponível nos modelos com espícula para fixação em tecidos escorregadios ou sem espícula. A empunhadura é fabricada em ABS Lustran, fácil de manusear.

MODELO SEM ESPÍCULA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO DA PINÇA
BF18-A18/50	1,8 mm	50 cm
BF18-A18/120	1,8 mm	120 cm
BF18-A18/160	1,8 mm	160 cm
BF18-A18/180	1,8 mm	180 cm
BF18-A18/230	1,8 mm	230 cm
BF18-A23/50	2,3 mm	50 cm
BF18-A23/120	2,3 mm	120 cm
BF18-A23/160	2,3 mm	160 cm
BF18-A23/180	2,3 mm	180 cm
BF18-A23/230	2,3 mm	230 cm

MODELO COM ESPÍCULA

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO DA PINÇA
BF18-A18/50-J	1,8 mm	50 cm
BF18-A18/120-J	1,8 mm	120 cm
BF18-A18/160-J	1,8 mm	160 cm
BF18-A18/180-J	1,8 mm	180 cm
BF18-A18/230-J	1,8 mm	230 cm
BF18-A23/50-J	2,3 mm	50 cm
BF18-A23/120-J	2,3 mm	120 cm
BF18-A23/160-J	2,3 mm	160 cm
BF18-A23/180-J	2,3 mm	180 cm
BF18-A23/230-J	2,3 mm	230 cm

