


# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika


## Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostras do trato digestivo e respiratório através de canal de trabalho de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, muito flexível e revestido em polietileno, que reduz a fricção do aço inoxidável no canal de trabalho do endoscópio. A cúpula, em sua extremidade distal, é fabricada também em aço inoxidável, nos modelos oval e jacaré, com espícula, para fixação em tecido escorregadio ou sem espícula, com estrutura fixa ou giratória. A empunhadura é fabricada em ABS Lustran, de fácil manipulação. Disponível nos diâmetros 1.0, para canal de trabalho do endoscópio com 1.2mm; 1.8, para canal de trabalho do endoscópio com 2.0mm; 2.3 mm, para canal de trabalho do endoscópio com 2.8 mm e 3.0, para canal de trabalho do endoscópio com 3.2 mm, por 1050, 1200, 1600, 1800, 2300, 2700, 2900 mm de comprimento.



Modelo com ou sem espícula,  
fixa ou giratória, cúpula oval



Modelo com ou sem espícula,  
fixa ou giratória, cúpula jacaré



# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

## MODELO SEM ESPÍCULA, FIXA

| Código       | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-10105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10270 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10270 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10290 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10290 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |





# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código       | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-23120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23160 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23160 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23180 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23180 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |





# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código       | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-18160 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18160 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18180 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18180 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30105 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30120 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30160 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30160 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |



# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código       | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-30180 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30180 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30230 | 01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |

## MODELO COM ESPÍCULA, FIXA

| Código       | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF111-23105 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23105 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23120 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23120 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23160 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23160 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23180 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |





# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código       | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF211-23180 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23230 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23230 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18105 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18105 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18120 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18120 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18160 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18160 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18180 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18180 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18230 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |





# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código       | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF211-18230 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30105 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30105 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30120 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30120 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30160 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30160 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30180 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30180 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30230 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30230 | 01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |





# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

## MODELO SEM ESPÍCULA, GIRATÓRIA

| Código        | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-10105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10270R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10270R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-10290R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-10290R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |







# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código        | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-23120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23160R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23160R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23180R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23180R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-23230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-23230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |



# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código        | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-18160R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18160R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18180R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18180R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-18230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-18230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30105R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30120R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30160R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30160R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |



# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código        | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF101-30180R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30180R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF101-30230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF201-30230R | Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |

## MODELO COM ESPÍCULA, GIRATÓRIA

| Código        | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF111-23105R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23105R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23120R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23120R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23160R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23160R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23180R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |



# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código        | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF211-23180R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-23230R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-23230R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18105R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18105R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18120R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18120R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18160R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18160R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18180R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-18180R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-18230R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |



# Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

| Código        | Descrição                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CBF211-18230R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30105R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30105R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30120R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30120R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30160R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30160R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30180R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30180R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |
| CBF111-30230R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.   |
| CBF211-30230R | Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica. |

