

Bocal para Endoscopia

com Presilha Medika

Informações técnicas:

Indicado para proteger a cavidade oral e o endoscópio durante procedimentos gastroendoscópicos.

Fabricado em polipropileno, descartável, com abertura oval ou retangular nos tamanhos 71mm x 32,5mm; 76 mm x 55,5 mm; 88 mm x 42,8 mm e 88 mm x 55,5 mm, com presilha e fita elástica sintética, com 455 e 605 mm de comprimento e orifícios para encaixe na presilha.



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR



Bocal para Endoscopia

com Presilha Medika

Informações técnicas:



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR



Bocal para Endoscopia

com Presilha Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AC01-103.M	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 76 mm x 55,5 mm, oval, com presilha e fita elástica sintética com 455 mm.
AC01-103.A	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 88 mm x 42,8 mm, retangular, com presilha e fita elástica sintética com 455 mm.
AC01-103.P	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 71 mm x 32,5 mm, retangular, com presilha e fita elástica sintética com 455 mm.
AC01-108.M	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 88 mm x 55,5 mm, oval, com presilha e fita elástica sintética com 605 mm.
AC01-109.M	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 76 mm x 55,5 mm, oval, com presilha e fita elástica sintética com 605 mm.

