

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika


Informações técnicas:

Indicada para retirar pólipos ou outro tecido no trato gastrointestinal, sob visualização de um endoscópio.

A cânula com alça para polipectomia a frio possui diâmetro externo de 2.3 mm, para canal de trabalho do endoscópio maior ou igual a 2.8 mm, por 2350 mm de comprimento. O corpo da alça é um tubo fabricado em aço inoxidável trançado, muito flexível e revestido em polipropileno, que reduz a fricção do aço inoxidável no canal de trabalho do endoscópio. A empunhadura em ABS Lustran, é de fácil manipulação, podendo ser fixa ou giratória. A alça é fabricada em aço inoxidável, composta por fio de 0.4 ou 0.7 mm de diâmetro, disponível nos formatos oval, hexagonal ou diamante, com larguras de 05; 10, 15; 20; 25; 30; 35 e 40 mm de abertura.



MODELO ALÇA OVAL
FIXA OU GIRATÓRIA



MODELO HEXAGONAL
FIXA OU GIRATÓRIA



MODELO DIAMANTE
FIXA OU GIRATÓRIA



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, FIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A001	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A002	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A003	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A004	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A005	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A006	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A007	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A008	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A009	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, FIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A010	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A011	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A012	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A013	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A014	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A015	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A016	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA HEXAGONAL, FIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-B001	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B002	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B003	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B004	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B005	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B006	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B007	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B008	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA DIAMANTE, FIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-C001	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C002	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C003	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C004	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C005	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C006	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C007	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C008	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, GIRATÓRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A001-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A002-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A003-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A004-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A005-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A006-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A007-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A008-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A009-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A010-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, GIRATÓRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A011-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A012-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A013-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A014-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A015-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A016-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA HEXAGONAL, GIRATÓRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-B001-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B002-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B003-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B004-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B005-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B006-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B007-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B008-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.



Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA DIAMANTE, GIRATÓRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-C001-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C002-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C003-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C004-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C005-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C006-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C007-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C008-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.

