

Cateter de Duplo Lúmen

Medikath

Informações técnicas:

Indicado para uso em pacientes que necessitam de administração intravenosa de fluidos, sangue e hemoderivados, drogas e soluções de nutrição parenteral, hemodiálise, assim como coleta de sangue para amostra. Os vasos sanguíneos para implantação do cateter são: veia subclávia e veia jugular interna. Com permanência de até 30 dias de implantação.

Fabricado em poliuretano macio e biocompatível, radiopaco e possui marcações graduadas a cada centímetro. Disponível nos tamanhos pediátrico e adulto, com diâmetros externos de 4, 5, 7, 8, 8,5, 11,5 e 12 Fr. x 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 20 e 30 cm de comprimento. Cada via do cateter é equipada com conectores luer lock e pinças. Acompanha dilatador de veia, guia metálico em aço inoxidável e núcleo em nitinol com ponta macia em formato jota, agulha introdutora e aleta de sutura móvel com trava.



Cateter de Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DIÂMETRO
MCDL0820K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 8 Fr (14/16 G) x 20 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 9 Fr x 10 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL8513K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 8,5 Fr (14/14 G) x 13 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0,035" x 60 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 9 Fr x 10 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL1113K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 11,5 Fr (12/12 G) x 13 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 11,5 Fr x 15,5 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL1115K	1 cateter em poliuretano duplo lúmen 11,5 Fr (12/12 G) x 15 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 11,5 Fr x 15,5 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL1120K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 11,5 Fr (12/12 G) x 20 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 11,5 Fr x 15,5 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.



Cateter de Duplo Lúmen

Medikath

CÓDIGO	DIÂMETRO
MCDL1215K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 12 Fr (12/12 G) x 15 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 12 Fr x 15,5 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL1216K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 12 Fr (12/12 G) x 16 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 50 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 12 Fr x 10 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL1216K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 12 Fr (12/12 G) x 16 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 12 Fr x 15,5 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL1220K	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 12 Fr (12/12 G) x 20 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 70 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 12 Fr x 10 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.
MCDL1220K2	01 cateter em poliuretano duplo lúmen 12 Fr (12/12 G) x 20 cm; 01 agulha introdutora 18G x 7,0 cm; 01 fio guia metálico em aço inoxidável com núcleo em nitinol 0.035" x 60 cm com ponta macia em jota; 01 dilatador de veia 12 Fr x 15,5 cm; 02 tampas luer-lock; 01 aleta de sutura.

