



Cateter Central de Inserção

Periférica PICC-Nate

Informações técnicas:

Indicado para acesso ao sistema venoso central neonatal por inserção periférica, o PICC (Cateter Central de Inserção Periférica) é utilizado principalmente quando há necessidade de acesso venoso por um período superior a três dias. É recomendado nos casos de: Antibioticoterapia, hidratação venosa, nutrição parenteral, infusões de concentrações de glicose acima de 12,5% e infusões de medicamentos vasoativos.

A versão Teco Flex é fabricada em poliuretano Tecoflex de lúmen único, radiopaco, graduado, ponta atraumática, com anel de fixação em poliuretano. A versão Silicone PICC - NATE é fabricada em silicone, também radiopaco e graduado, com uma ponta atraumática e um anel de fixação em silicone. O Cateter PICC - NATE com hub estendido elimina a necessidade de extensão, proporcionando um distanciamento entre o cateter e a pele do bebê, minimizando a irritação da pele e o risco de infecção.



Cateter Central de Inserção

Periférica PICC-Nate

COMPONENTES DO KIT

DESCRIÇÃO

01 Cateter central de inserção periférica Picc-Nate® (em poliuretano Tecoflex ou silicone);
 01 Introdutor Peel Away
 01 Seringa com agulha (material: aço inoxidável ASTM 304 e policarbonato);
 01 Curativo transparente (Material: filme transparente de poliuretano recoberto com adesivo acrílico hipoalergênico);
 08 Gases de material 100% algodão (4,0 x 4,0);
 08 Gases de material 100% algodão (2,0 x 2,0);
 01 Campo fenestrado (Material: polipropileno);
 01 Campo simples (Material: polipropileno);
 02 réguas (Material: papel número 60 off-set, tinta - PMS541 - Azul);
 01 Pinça de ponta curva (Material: aço inoxidável 420);
 01 Tesoura (Material: aço inoxidável 420);
 01 Garrote (Material: algodão + Fio de poliéster);
 01 Pacote com swab alcoólico (Material: álcool a 70% e água);
 01 pacote com povidine iodado (Material: ácido cítrico, fosfato dissódium, hidróxido de sódio, água, monoxinol-9);
 03 Tiras adesivas (Material: poliéster elastodieno).

CÓDIGO	TAMANHO X COMPRIMENTO	GA	DIÂMETRO DO LÚMEN	VOLUME DO PRIME	VELOCIDADE PICC (ML/HR)	INTRODUTOR PEEL AWAY	
				PICC	PICC	GA	COMP.
PC-2PP	1,9Fr x 35 cm	23	0,36 mm	0,10 ml	>30	22	25 mm
PC-3PP	3Fr x 35 cm	20	0,51 mm	0,10 ml	>30	19	35 mm

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM SILICONE PICC-NATE ®

CÓDIGO	TAMANHO X COMPRIMENTO	GA	DIÂMETRO DO LÚMEN	VOLUME DO PRIME	VELOCIDADE PICC (ML/HR)	INTRODUTOR PEEL AWAY	
				PICC	PICC	GA	COMP.
PC-2PS	1,9Fr x 35 cm	24	0,36 mm	0,10 ml	>30	22	25 mm
PC-2LPS*	1,9Fr x 35 cm	24	0,36 mm	0,10 ml	>30	22	25 mm
PC-3PS	3Fr x 35 cm	20	0,51 mm	0,43 ml	>30	19	35 mm
PC-3LPS*	3Fr x 35 cm	20	0,51 mm	0,43 ml	>30	19	35 mm

