




Cateter Umbilical

em Poliuretano Pergo

Informações técnicas:

Indicado para a cateterização de veias e artérias do cordão umbilical em recém-nascidos, permite a administração de fluidos, medicamentos e soluções de nutrição parenteral, além de possibilitar a coleta de amostra de sangue para análise laboratorial. Essa abordagem evita a necessidade de múltiplas punções em vasos periféricos, minimizando a dor e o estresse para o bebê.

Fabricado em poliuretano termossensível, radiopaco, disponível em diâmetros externos de 3,5, 5,0 e 7 Fr. Possui marcação centimetrada, abrangendo comprimentos de 4 cm até 25 cm, 30 cm ou 40 cm. A extremidade distal é arredondada e atraumática, enquanto a extremidade proximal com um conector luer lock.





Cateter Umbilical

em Poliuretano Pergo

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO
05TD0225	3,5 Fr	30 cm
05TD1721	3,5 Fr	40 cm
05TD0268	5,0 Fr	30 cm
05TD1722	5,0 Fr	40 cm
05TD0269	7,0 Fr	30 cm
05TD1723	7,0 Fr	40 cm

