



medika

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



medika

CATÁLOGO DE **NEONATOLOGIA**



Introdutor Peel Away

Informações técnicas:

Indicado para acessar o sistema venoso central através de inserção periférica em neonatos, permitindo a inserção do cateter.

O Introdutor peel away é um dispositivo composto por um tubo de aço inoxidável, cuja extremidade é levemente assimétrica para facilitar a fixação de uma manopla. É compatível exclusivamente com os cateteres PICC-Nate® de poliuretano e silicone (vendidos separadamente). Disponível em três tamanhos (18mm, 25 mm e 35 mm). A camisa introdutora, fabricada em polietileno, serve como apoio para a mão do profissional durante a inserção do tubo de aço no espaço subcutâneo.





Introdutor Peel Away

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	MODELO
PEEL 1	25G	18 mm	Para cateteres 1,0 Fr
PEEL 2	22G	25 mm	Para cateteres 1,9 Fr
PEEL 3	19G	35 mm	Para cateteres 3,0 Fr





www.medika.com.br