

Sonda de Gastrostomia

para Nutrição Enteral com Balão Fortune


Informações técnicas:

Indicada para administração de suporte nutricional enteral em pacientes que estão impossibilitados de realizar uma ingestão oral.

Fabricada em silicone médico transparente, radiopaca, com 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28 Fr x 255 mm de comprimento, com balão em sua extremidade distal com volumes de 5 a 20 ml, conexão universal, disco de retenção externo, em silicone, graduado, flexível e confortável para o paciente.

O produto é livre de DEHP (di (2-etilhexil) ftalato) e BPA(Bisfenol A).

O tempo de permanência da sonda é de até no máximo 30 dias.



Sonda de Gastrostomia

para Nutrição Enteral com Balão Fortune

CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	VOLUME DO BALÃO
2019-0012	12 Fr	255 mm	5 a 10 ml
2019-0014	14 Fr	255 mm	5 a 10 ml
2019-0016	16 Fr	255 mm	10 a 20 ml
2019-0018	18 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0020	20 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0022	22 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0024	24 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0026	26 Fr	255 mm	15 a 20 ml
2019-0028	28 Fr	255 mm	15 a 20 ml

