


Sonda para Nutrição Enteral

em Poliuretano com Guia Bexen

Informações técnicas:

Indicada para pacientes que apresentam necessidade de administração de medicamentos e suplementação nutricional em desnutrição moderadamente com ingestão oral inadequada, dificuldade de deglutição grave (disfagia), presença de fístulas digestivas de baixo débito e necessidade de suporte nutricional em casos de traumatismo grave.

Fabricada em poliuretano macio, radiopaca, graduada, com 06, 08, 10, 12 e 14 Fr de diâmetro por 80 a 110 cm de comprimento, com injetor lateral e conexão universal para equipos e seringas, extremidade distal cilíndrica fechada com orifícios laterais. Acompanha guia metálico com conexão luer lock proximal e extremidade distal com proteção cilíndrica.



Sonda para Nutrição Enteral

em Poliuretano com Guia Bexen

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO
054.06	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	06 Fr x 80 cm
054.08	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	08 Fr x 110 cm
054.10	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	10 Fr x 110 cm
054.12	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	12 Fr x 110 cm
054.14	01 Sonda em poliuretano. 01 Guia metálico em aço inoxidável trefilado.	14 Fr 110 cm

