




Cateter Balão

para Dilatação Cervical Medika

Informações técnicas:

Indicado para exercer uma suave pressão mecânica no colo uterino, de maneira a melhorar o amadurecimento cervical em mulheres grávidas com gestação a termo, onde a indução do parto está indicada.

Cateter balão duplo em silicone 18 Fr x 40 cm, acinturado, contendo um balão uterino com volume máximo de 80 ml e um balão vaginal com volume máximo de 80 ml. Vem acompanhado de 01 seringa de 20 ml, para insuflar o balão.



CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

241001

Cateter balão para dilatação cervical Medika

