

Cânula de Karman

Plasti-med

Informações técnicas:

Indicada para aspiração intrauterina e remoção do conteúdo do endométrio durante a interrupção induzida da gravidez, aborto espontâneo e/ou incompleto, até 12 semanas, biópsia do endométrio, ou como uma medida curativa em caso de dismenorreia.

O princípio de funcionamento consiste em aspirar manualmente o conteúdo do endométrio utilizando-se uma seringa de válvula dupla ou única Plasti-med.

Fabricada em polietileno, compatível com seringa de válvula única e dupla (vendidas separadamente), disponível nos diâmetros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 mm por 21 ou 22 cm de comprimento, com extremidade distal fechada e atraumática. A cânula possui um ou dois orifícios laterais e graduação a partir de 6 cm da extremidade distal, a cada 1 cm.



Cânula de Karman

Plasti-med

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
240111	Cânula de Karman 4 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240112	Cânula de Karman 5 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240113	Cânula de Karman 6 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240114	Cânula de Karman 7 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240115	Cânula de Karman 8 mm x 21 cm, fabricada em polietileno com 02 orifícios.
240116	Cânula de Karman 9 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.
240117	Cânula de Karman 10 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.
240118	Cânula de Karman 12 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.
240119	Cânula de Karman 11 mm x 22 cm, fabricada em polietileno com 01 orifício.

