

Pessário vaginal

For.me.sa

Informações técnicas:

Indicado para correção conservadora (não cirúrgica) do prolapso de órgãos pélvicos, bem como aliviar os sintomas associados, incluindo casos de prolapso de cúpula vaginal após histerectomia total e prevenção de adesões vaginais pós operatórias.

Fabricado em silicone médico inerte, macio, elástico, fabricado em diversos formatos e tamanhos, como os modelos cubo, fungiforme, anel com botão, disco com botão e disco perfurado, não estéril.

A escolha do modelo e do tamanho é decidida pelo ginecologista, levando em consideração as funcionalidades anatômicas da paciente.

Modelos:



1. Cubo



2. Fungiforme



3. Disco com botão



4. Anel com botão






5. Disco perfurado

O tempo de permanência do pessário é avaliado pelo ginecologista e não deve ultrapassar 02 anos.



Pessário vaginal

For.me.sa



CÓDIGO	MODELO CUBO
FOR.71.52525	Pessário vaginal em silicone com 25 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura
FOR.71.52529	Pessário vaginal em silicone com 29 mm de diâmetro externo e 29 mm de altura
FOR.71.52532	Pessário vaginal em silicone com 32 mm de diâmetro externo e 32 mm de altura
FOR.71.52537	Pessário vaginal em silicone com 37 mm de diâmetro externo e 37 mm de altura
FOR.71.52541	Pessário vaginal em silicone com 41 mm de diâmetro externo e 41 mm de altura
FOR.71.52545	Pessário vaginal em silicone com 45 mm de diâmetro externo e 45 mm de altura



Pessário vaginal

For.me.sa

CÓDIGO	MODELO FUNGIFORME
FOR.71.52250	Pessário vaginal em silicone com 50 mm de diâmetro externo e 64 mm de altura
FOR.71.52255	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 65 mm de altura
FOR.71.52260	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 66 mm de altura
FOR.71.52265	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 68 mm de altura
FOR.71.52270	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 69 mm de altura
FOR.71.52275	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 70 mm de altura
FOR.71.52280	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 72 mm de altura
FOR.71.52285	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 73 mm de altura
FOR.71.52290	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 74 mm de altura

CÓDIGO	MODELO DISCO COM BOTÃO
FOR.71.52955	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 60 mm de altura
FOR.71.52960	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 65 mm de altura
FOR.71.52965	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 70 mm de altura
FOR.71.52970	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 75 mm de altura
FOR.71.52975	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 80 mm de altura
FOR.71.52980	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 85 mm de altura
FOR.71.52985	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 90 mm de altura
FOR.71.52990	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 95 mm de altura
FOR.71.52290	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 74 mm de altura



Pessário vaginal

For.me.sa

CÓDIGO	MODELO ANEL COM BOTÃO
FOR.71.53645	Pessário vaginal em silicone com 45 mm de diâmetro externo e 56,5 mm de altura
FOR.71.53650	Pessário vaginal em silicone com 50 mm de diâmetro externo e 61,5 mm de altura
FOR.71.53655	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 66,5 mm de altura
FOR.71.53660	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 71,5 mm de altura
FOR.71.53665	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 76,5 mm de altura
FOR.71.53670	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 81,5 mm de altura
FOR.71.53675	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 86,5 mm de altura
FOR.71.53680	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 91,5 mm de altura
FOR.71.53685	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 96,5 mm de altura

CÓDIGO	MODELO DISCO PERFURADO
FOR.71.52455	Pessário vaginal em silicone com 55 mm de diâmetro externo e 17 mm de altura
FOR.71.52460	Pessário vaginal em silicone com 60 mm de diâmetro externo e 21 mm de altura
FOR.71.52465	Pessário vaginal em silicone com 65 mm de diâmetro externo e 21 mm de altura
FOR.71.52470	Pessário vaginal em silicone com 70 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura
FOR.71.52475	Pessário vaginal em silicone com 75 mm de diâmetro externo e 30 mm de altura
FOR.71.52480	Pessário vaginal em silicone com 80 mm de diâmetro externo e 17 mm de altura
FOR.71.52485	Pessário vaginal em silicone com 85 mm de diâmetro externo e 21 mm de altura
FOR.71.52490	Pessário vaginal em silicone com 90 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura
FOR.71.52495	Pessário vaginal em silicone com 95 mm de diâmetro externo e 25 mm de altura

