

Adesivo Retrator

Cirúrgico Traxi

Informações técnicas:

Indicado para a retração externa do panículo adiposo, para permitir o acesso e a visualização do sítio cirúrgico.

Fabricado em acrilato, possui 59 cm de largura por 41 cm de altura e na versão com 32 cm de largura por 46 cm de altura.

- Retração do panículo adiposo eficiente, permitindo fácil acesso cirúrgico;
- Não é necessário o auxílio de outras pessoas para segurar o panículo durante a cirurgia.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PRS-1030	Adesivo retrator fabricado em acrilato, medindo 59 cm de largura x 41 cm de altura.
PRS-1050	Adesivo retrator fabricado em acrilato, medindo 32 cm de largura x 46 cm de altura.

