



Cateter Balão Duplo

Transcervical CVX-RIPE

Informações técnicas:

Indicado para exercer uma suave pressão mecânica no colo uterino, de maneira a melhorar o amadurecimento cervical em mulheres grávidas com gestação a termo, onde a indução mecânica do parto é indicada.

Fabricado em silicone, com 18 Fr de diâmetro x 45 cm de comprimento, contendo um balão cônico uterino com volume máximo de 80 ml e um balão cônico vaginal com volume máximo de 40 ml.

A extremidade distal e o corpo do cateter são fabricados em silicone macio, visando oferecer conforto durante o uso. Além disso, o cateter possui um estilete maleável, projetado para garantir tanto a segurança quanto a facilidade de inserção.

Livre de Látex, DEHP ou BPA.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CVX - 100	Cateter balão duplo transcervical CVX-Ripe

