



Cateter para Tamponamento

Uterino Pergomed

Informações técnicas:

Indicado para controle temporário ou redução do sangramento uterino durante a hemorragia pós-parto vaginal ou cesáreo. O cateter é introduzido pela vagina até o útero, após o parto normal ou pela incisão, após o parto cesáreo, de maneira que o balão insuflado controle temporariamente ou reduza o sangramento uterino no pós-parto.

Fabricado em silicone radiopaco, duplo lúmen, sendo uma via para insuflação do balão com o objetivo de tamponar o útero por meio de balão macio, e uma via para drenagem de sangue intrauterino. Acompanha duas seringas de 50 ml com conexão Luer lock (não destinado para uso hipodérmico) e um conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti refluxo.

- Não requer nenhuma operação fisiológica para remoção;
- São disponibilizadas duas seringas para administração de infusão contínua de solução salina, permitindo uma expansão rápida do tamponamento;
- O design do balão em forma de pêra se adapta à anatomia e forma do útero.





Cateter para Tamponamento

Uterino Pergomed

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
05TD0206	01 cateter em silicone, 80 mm de diâmetro externo x 58,7 cm de comprimento, com um balão em silicone, com capacidade máxima de até 500 ml, com um conector de três vias na extremidade proximal, uma com válvula anti refluxo, para insuflação do balão; 02 seringas de 50 ml com conexão Luer lock, para insuflação do balão, não sendo destinado ao uso hipodérmico; 01 conector perfurante para bolsa de infusão com válvula anti-refluxo.

