



Pessário vaginal Circular

GTSC

Informações técnicas:

Indicado para a correção conservadora (não cirúrgica) do prolapso de órgãos pélvicos, incluindo cistocele, histerocele, uretrocele, prolapso vaginal e prolapso de cúpula vaginal pós-histerectomia total, bem como para o manejo da incontinência urinária de esforço (IUE), promovendo alívio dos sintomas associados, como sensação de peso vaginal e perdas urinárias. Constitui uma alternativa segura e eficaz para mulheres que não podem ou não desejam tratamento cirúrgico, podendo ser utilizado de forma isolada ou associado à fisioterapia do assoalho pélvico, com benefícios funcionais e melhora da qualidade de vida.

Fabricado em silicone médico inerte, macio e elástico, em formato circular, o dispositivo oferece fácil inserção e remoção, boa adaptação anatômica, conforto para uso contínuo e baixa taxa de complicações quando corretamente acompanhado. Produto não estéril, disponível nos diâmetros de 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100 mm, sendo a escolha do tamanho definida pelo ginecologista conforme as características anatômicas e funcionais da paciente.





Pessário vaginal Circular

GTSC

Código do Produto	DESCRIÇÃO
17-126-40	Pessário circular em silicone 40 mm
17-126-50	Pessário circular em silicone 50 mm
17-126-55	Pessário circular em silicone 55 mm
17-126-60	Pessário circular em silicone 60 mm
17-126-65	Pessário circular em silicone 65 mm
17-126-70	Pessário circular em silicone 70 mm
17-126-75	Pessário circular em silicone 75 mm
17-126-80	Pessário circular em silicone 80 mm
17-126-85	Pessário circular em silicone 85 mm
17-126-90	Pessário circular em silicone 90 mm
17-126-95	Pessário circular em silicone 95 mm
17-126-100	Pessário circular em silicone 100 mm

